



DES +72

Overfladedesinfektionsmiddel med tensid

Anvendelsesområde

DES +72 er et flydende ætanolbaseret overfladedesinfektionsmiddel. Alkoholindholdet er ca. 75 vol%. Det anvendes i koncentreret form for effektivt at forebygge og forhindre mikrobiologisk smittespredning (bakterier, svampe, virus) via overflader. Tilsætningen af tensid (afspændingsmiddel) øger alkoholens kontakt med overfladen.

pH 6-9.

Produktet er velegnet til overflader kontamineret med kropsvæsker, blod osv., dvs. snavsede overflader

Produktfakta

Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og visse virustyper.

EN 13624 Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli
Candida albicans

EN 16615	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Candida albicans
EN 1276	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli
EN 1650	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis

Desuden er produktet testet og har effekt mod flere indhyllede og ikke-indhyllede virus i henhold til EN 14476:

EN 14476	Murin noro	snavsede betingelser
	BVDV (surrogat for Hepatitis C)	rene betingelser
	Vaccinia	rene betingelser

Art.-nr. 17230001	Antal pr. karton: 12* 1 l	1 liter flaske med klikhætte
Art.-nr. 17239300	Antal pr. karton: 24* 300 ml	300 ml flaske med klikhætte
Art.-nr. 17230005	Antal pr. karton: 2* 5 l	5 liter dunk med hætte

Brugsanvisning

Ved svær tilsmudsning skal den overflade, der skal desinficeres, først aftørres med en klud påført rengøringsmiddel. Sprøjt en rigelig mængde desinfektionsmiddel på overfladen, der skal desinficeres, fordel omhyggeligt, og bearbejd derefter overfladen med en ren aftørningsklud eller fnugfrit papir. Hvis overfladen er mindre, kan desinfektionsmidlet påføres aftørningskluden. Det er vigtigt, at overfladen er fugtig i hele virkningsperioden, mindst 1 min., generel virkningstid 1-5 minutter. Overfladen skal lufttørre. Brug beskyttelseshandsker for at forhindre udtørring af huden.

Håndtering af produkt og emballage

Opbevaringstemperaturen bør ligge mellem -20 og +30 grader.

Tom og skyllet emballage skal sorteres som "plastemballage".

Indhold

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, tensid

Opbevaring og holdbarhed

3 års holdbarhed i uåbnet emballage. 12 måneder efter åbning.

